

PRODUKTKATALOG

**Reaktionskessel
für Druck und Vakuum**



Kesselpositionierungen

Rührverschlüsse

Rührwerksantriebe

Thermostate und Regelgeräte

Brandschutzwannen



**KARL KURT
JUCHHEIM**

Laborgeräte GmbH
seit 1927

Handwerkstraße
54470 Bernkastel-Kues
Tel. 0 65 31 / 96 44-0
Fax 0 65 31 / 96 44-15

Reaktionskessel-Positionierung mit festem Deckel

Die Reaktionskessel-Positionierung hebt und senkt den Kessel hydraulisch. Der Behälter kann zum Entleeren und Reinigen auf den Befestigungsbolzen geschwenkt werden.

Der Getriebemotor und der Deckel des Reaktionskessels bleiben in Position. Deshalb entfallen lange Rüstzeiten und die umständliche Montage von Apparaturen.

Die Positionierung wird einschließlich Kesselhaltebügel und Deckelhalter geliefert.

Abmessungen	[mm]
-------------	------

Hebebühne 1- bis 5-Liter-Kessel	500 x 480
Oberkante Deckel	673–700

Hebebühne 10- bis 30-Liter-Kessel	735 x 680
Oberkante Deckel	873–1200

Kesselvolumen [l]	Bestellnummer
-------------------	---------------

1 + 2	42295.02
5 + 10	42295.10
15 + 20	42295.20
30 + 40	42295.30
50	42295.50



Reaktionskessel in Normalposition



Reaktionskessel hebt und senkt sich hydraulisch



Reaktionskessel lässt sich problemlos befüllen, entleeren und reinigen

Reaktionskessel-Positionierung mit festem Kessel

Die Reaktionskessel-Positionierung hebt und senkt den Deckel hydraulisch. Der Behälter kann dadurch bequem und schnell befüllt, geleert und gereinigt werden. Der Getriebemotor wird mit dem Deckel des Reaktionskessels bewegt. Deshalb entfallen lange Rüstzeiten und die umständliche Montage von Apparaturen.

Das Unterteil des Reaktionskessels bleibt fest mit dem Stativteil verbunden. Diese Reaktionskessel-Positionierung wird komplett montiert geliefert.

Abmessungen	[mm]
Hebebühne 1- bis 2-Liter-Kessel	500 x 480
Gesamthöhe	850
Hebebühne 5-Liter-Kessel	680 x 480
Gesamthöhe	950

Die Nachrüstung von vorhandenen Kesseln ist möglich.

Kesselvolumen [l]	Bestellnummer
1	42299.01
2	42299.02
5	42299.05



Reaktionskessel in Normalposition



Kesseldeckel, Motor, Rührorgan, Zuleitungen und Aufbauten werden angehoben



Unterteil des Reaktionskessels kann zum Reinigen abgebaut werden