

Wasserdampferzeuger WE, behrotest®, Behr Distilling System behrotest®

Durch Einleitung von Wasserdampf in die Probe garantieren die behrotest® Wasserdampfdestilliergeräte WE eine besonders schonende und gleichmäßige Destillation. Der Wasserdampf steht praktisch sofort, d.h. nach einer Zeit von höchstens 30 Sekunden zur Verfügung. Die maximale Dauer der Wasserdampffzufuhr – und damit die Dauer der Destillation – ist nicht durch ein geräteinternes Vorratsgefäß gegeben, sondern nur von der Größe des vom Anwender verwendeten externen Behälters abhängig.

Das behrotest® Wasserdampfdestilliergerät WE ist in zwei Versionen erhältlich:

Beim WE 1 geschieht die Destillation ausschließlich durch Einleitung von Wasserdampf in die Probe, während der WE 1/H über eine zusätzliche Heizung verfügt, wie sie z.B. für die Bestimmung des Phenol-Index benötigt wird.

Wasserdampfdestilliergeräte

Artikel	Best.-Nr.
WE 1 Wasserdampfdestilliergerät	80 48 52100
① WE 1/H Wasserdampfdestilliergerät	80 48 52200

Glassätze

Artikel	Best.-Nr.
② GSPH für die Phenol-Destillation im WE 1/H	80 48 52201
GSNS für die Nitrat-Stickstoff-Destillation im WE 1	80 48 52101
GSAS für die Ammonium-Stickstoff-Destillation im WE 1/H	80 48 52202
③ GSAB für die Alkohol-Bestimmung in Flüssigkeiten im WE 1/H	80 48 52102

