

Destilliersystem, behrotest®, Behr Distilling Systems, behrotest®

behrotest® Destillationsapparaturen für die Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs nach DIN/DEV 38406-E5-2 und des Phenol-Index nach DIN/DEV 38409-H16-2
Für die Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs und des Phenol-Index schreibt die DIN/DEV die Destillation einer großen Flüssigkeitsmenge in kurzer Zeit vor. Der behrotest® Fünffach-Reihenwasserdampferzeuger WE 5 sorgt für die gleichzeitige schnelle und schonende Überdestillation von maximal fünf Proben. Dabei garantiert die Einleitung von Wasserdampf in die Proben eine besonders gleichmäßige Destillation und sorgt für eine hohe Reproduzierbarkeit der Wiederfindungsrate über den gesamten Bereich.

Der patentierte 5fach-Reihenwasserdampferzeuger mit zentraler Wasserzufuhr und Niveausteuering wurde speziell für diesen Anwendungszweck entwickelt.

Artikel	Best.-Nr.
WE 5 5fach-Reihenwasserdampferzeuger Mit Steuergruppe und automatischer Destwasserzufuhr, inkl. Standgestell, Kühlerabstellkonsole und Kühlwasserverteilungs- leiste	80 48 51043
BGWE 5 Basis-Glassatz zu WE 5	80 48 51060
DET 5 Präzisionsheizblock Mit 5 Bohrungen à 65 mm	80 48 50005
ET2 Temperatur- und Zeitsteuergerät Mikroprozessorgesteuert	80 48 20002
WH 5/750 Wärmeschutzhaube	80 48 51028
DES 5 Für Glasapparaturen, passend zu DET 5/DET 5 HT	80 48 52010
① AGAS 5 Ausbau-Glassatz Ammonium-Stickstoff	80 48 51061
② AGPH 5 Ausbau-Glassatz Phenol	80 48 51062

ohne das mitabgebildete Zubehör

