

SnapIt-Ampullenöffner, neoLab® SnapIt Ampoule Opener

SnapIt – Der einfache und sichere Weg, Glasampullen zu öffnen. Schützen Sie sich vor Kontaminationsrisiken und Schnittverletzungen. Einfach den Ampullenhals in den SnapIt-Ampullenöffner einführen, durch Knicken wird die Ampulle geöffnet, der Ampullenhals kann danach sicher in den Abfallbehälter abgeworfen werden. Der SnapIt-Ampullenöffner ist leicht zu reinigen und kann bei Bedarf autoklaviert werden. Die flache Seite beim SnapIt Trolley verhindert ein Wegrollen des Ampullenöffners.

Artikel	Farbe	für Volumen ml	Best.-Nr.
SnapIt Personal, regular	blau	1 – 15	10 01 20040
SnapIt Trolley, regular	schwarz	1 – 15	10 01 20041
SnapIt Trolley, large	rot	5 – 25	10 01 20042

