

Scheidetrichter, Rettberg Separatory Funnels

Scheidetrichter, konische Form, ISO 4800, aus Borosilikatglas 3.3, mit NS-Polyethylenstopfen, NS-Hahnküken und Hahnkükensicherung.



rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

① Ungraduiert mit NS-Glasküken, massiv

Volumen ml	Stopfen NS	Hahnküken NS	Hahnkükenbohr. Ø mm	Best.-Nr.
50	19/26	12,5	2,5	11 41 11017
100	19/26	12,5	2,5	11 41 11024
250	29/32	14,5	4,0	11 41 11036
500	29/32	14,5	4,0	11 41 11044
1000	29/32	18,8	6,0	11 41 11054
2000	29/32	18,8	6,0	11 41 11063
4000 ¹⁾	45/40	29,0	10,0	11 41 11072
6000 ¹⁾	45/40	29,0	10,0	11 41 11077
10000 ¹⁾	45/40	29,0	10,0	11 41 11086

¹⁾ ähnlich Birnenform, nicht nach ISO

② Graduiert mit NS-Glasküken, massiv

Volumen ca. ml	Stopfen NS	Hahnküken NS	Hahnkükenbohr. Ø mm	Best.-Nr.
50	19/26	12,5	2,5	11 41 11117
100	19/26	12,5	2,5	11 41 11124
250	29/32	14,5	4,0	11 41 11136
500	29/32	14,5	4,0	11 41 11144
1000	29/32	18,8	6,0	11 41 11154
2000	29/32	18,8	6,0	11 41 11163

③ Ungraduiert mit PTFE-Küken

Volumen ml	Stopfen NS	Hahnküken NS	Hahnkükenbohr. Ø mm	Best.-Nr.
50	19/26	12,5	2,5	11 41 12017
100	19/26	12,5	2,5	11 41 12024
250	29/32	14,5	4,0	11 41 12036
500	29/32	14,5	4,0	11 41 12044
1000	29/32	18,8	6,0	11 41 12054
2000	29/32	18,8	6,0	11 41 12063
4000 ¹⁾	45/40	29,0	10,0	11 41 12072
6000 ¹⁾	45/40	29,0	10,0	11 41 12077
10000 ¹⁾	45/40	29,0	10,0	11 41 12086

¹⁾ ähnlich Birnenform, nicht nach ISO

④ Graduiert mit PTFE-Küken

Volumen ca. ml	Stopfen NS	Hahnküken NS	Hahnkükenbohr. Ø mm	Best.-Nr.
50	19/26	12,5	2,5	11 41 12117
100	19/26	12,5	2,5	11 41 12124
250	29/32	14,5	4,0	11 41 12136
500	29/32	14,5	4,0	11 41 12144
1000	29/32	18,8	6,0	11 41 12154
2000	29/32	18,8	6,0	11 41 12163

