

Spezialadapter für Rotationsverdampfer, Rettberg Special-Connector for Rotary Evaporators



WWQVD163

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

Adapter für Rotationsverdampfer zur Destillation direkt aus Lagergefäßen ohne Umfüllvorgang.

Die Einheit besteht aus einer zentrierten Hülse NS 29/32 zum Anbringen an der Hohlwelle und einem Doppel-Gewindestück aus PVDF mit innenliegendem Dichtring aus FPM zur Adaption der Lagergefäße 5 bis 50 ml.

Adapter für Rotationsverdampfer

Artikel	Best.-Nr.
Adapter für 5 und 10 ml-Gewindegläser	13 70 04401
Adapter für 15, 20, 30, 40 und 50 ml-Gewindegläser	13 70 04402

Schraubgläser zu den Adaptern

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Gewindeschraubgläser 5 ml	13 70 04407	100
Gewindeschraubgläser 10 ml	13 70 04408	100
Gewindeschraubgläser 15 ml	13 70 04411	100
Gewindeschraubgläser 20 ml	13 70 04412	100
Gewindeschraubgläser 30 ml	13 70 04416	100
Gewindeschraubgläser 50 ml	13 70 04419	100

