

Helfer

im Labor



Proben-/Wägeschalen aus Aluminium



- **Wägeschälchen, ideal zum Einsatz im Infrarottrockner**
- **vielseitig verwendbar, z.B. als Laborschalen**

Optimal geeignet für die Feuchtigkeitsbestimmung in Infrarottrocknern.

Die Proben werden darin gut horizontal verteilt und reflektieren die auftreffende Hitze gleichmäßig über den gesamten Schalenbereich.

MAGNETO-STABIL Becherglas-Rühreinsatz



- **ruhiger Lauf, kein Springen des Rührstäbchens bei kritischer Drehzahl und bei Dauerlauf**
- **Schonung des Rührstäbchens, des Rührgefäßes und auch des Rührgutes durch den "Spitzenlauf"**
- **sicherer Spritzschutz durch den konischen Deckel, der zugleich auch die Verdunstung mindert**

Rühreinsatz in drei verschiedenen Größen für alle Ausführungen von Bechergläsern 100 bis 2000 ml.

Jeweils bestehend aus einem konischen Deckel aus chemikalienbeständigem Kunststoff mit Rührbuchse und zwei Pipettieröffnungen sowie dem PTFE-Magnetrührstäbchen mit Halterung.

MESSFIX Schlauchlehre



- **immer griffbereit**
- **handlich**

Zum schnellen Messen der Innen- und Außendurchmesser von Schläuchen, Glasrohr etc. im Bereich von 1,5 bis 16 mm.

Eine kleine handliche Lehre aus Polypropylen, die in jede Kitteltasche passt. Sie ist immer griffbereit, um die Durchmesser eines Schlauches

oder Glasrohres festzuhalten.

Zur Bestimmung des Innendurchmessers wird der Schlauch auf einen passenden Dorn geschoben - der entsprechende Durchmesser kann sofort abgelesen werden.

Zum Messen des Außendurchmessers wird der Schlauch in eine passende Vertiefung gesteckt und der Durchmesser kann ebenfalls sofort abgelesen werden.

TESTIPLATT Röhrchen-Testplatte



- **ideal für Serien-Tests**
- **resistent gegenüber Säuren und Laugen**

Aus Hart-PVC-Folie, vakuumgeformt. Optimal für Serien-Tests (z.B. Blutreihenuntersuchungen), resistent gegen Säuren und Laugen, durchsichtig. 72 (6x12), etwas konisch verlaufende Vertiefungen (Röhrchen),

mit rundem Boden, 10 mm Durchmesser, 25 mm tief, 2 ml Röhrcheninhalt.

TESTIPLATT ist auch hervorragend als Ständer für Reaktionsgefäße geeignet.

Trägerplatten aus durchsichtigem PVC geben TESTIPLATT eine zuverlässige Stabilität.

Bestelldaten

MAGNETO-STABIL 1
MAGNETO-STABIL 2
MAGNETO-STABIL 3

MESSFIX

TESTIPLATT

TESTIPLATT Trägerplatte

Proben-/Wägeschalen

für Becher 60 - 95 mm Ø, 200 mm hoch
für Becher 86 - 118 mm Ø, 200 mm hoch
für Becher 110 - 143 mm Ø, 200 mm hoch
120 x 12 x 50 mm (B x H x T)
275 x 25 x 137 mm (B x H x T)
100 mm Ø, 7 mm hoch (VE=80)

Art.-Nr.

3.440 102
3.440 202
3.440 302
3.660 103
3.683 073
3.683 173
3.628 103

schuett[®]biotec.de

Rudolf-Wissell-Straße 13, D-37079 Göttingen, Germany
Fon +49 (0) 551/5 04 10-0, Fax +49 (0) 551/5 04 10-99
info@schuett-biotec.de
www.schuett-biotec.de