

Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen, NALGENE®, IDL Oak Ridge Centrifuge Tubes

① Zentrifugenröhrchen aus PTFE FEP mit Tefzel-ETFE-Schraubverschluss

Durchscheinend, auslaufsicher, autoklavierbar, temperaturbeständig von -100 bis +150°C, belastbar bis 50 000 × g.

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	23 87 31141	2
30	23 87 31142	2
50 (randvoll 46)	23 87 31143	2

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

② Zentrifugenröhrchen aus Polysulfon mit Polypropylen-Schraubverschluss

Transparent, bernsteinfarben, auslaufsicher, autoklavierbar, belastbar bis 50 000 × g.

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
30	23 87 31153	10
50 (randvoll 43)	23 87 31154	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

③ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit Polypropylen-Schraubverschluss

Transparent, auslaufsicher, autoklavierbar, belastbar bis 50 000 × g.

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	23 87 31181	10
28	23 87 31182	10
30	23 87 31183	10
50 (randvoll 43)	23 87 31184	10
85 (randvoll 81)	23 87 31185	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

④ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen-Copolymer mit Polypropylen-Schraubverschluss, durchscheinend

Autoklavierbar, auslaufsicher, belastbar bis 50 000 × g.

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	23 87 31191	10
28	23 87 31192	10
30	23 87 31193	10
50 (randvoll 42)	23 87 31194	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

