

Mikrodestillationsanlage, Rettberg Distilling Apparatus

Mikrodestillationsanlage

Bestehend aus Vigreuxkolonne mit Vakuummantel (wirksame Länge 150 mm) mit direkt angeschmolzenem Liebigkühler (Mantellänge ca. 160 mm) und Vakuumvorstoß, 2 Kerne NS 14,5, 1 Hülse NS 14,5, Kühlan schlüsse mit abschraubbaren Kunststoffoliven (PP), Verdampferkolben 100 ml, Verteilerspinne mit 4 Vorlagekolben 10 ml, Kontroll-Thermometer 0 bis +250°C, spezielles Badgefäß, starkwandig, aus Borosilikatglas 3.3, plangeschliffener Boden (Volumen ca. 600 ml), Stativmaterial, Montagematerial, Magnet rührer mit Heizung, PT-1000-Fühler (zur Steuerung der Badtemperatur).

Artikel	Best.-Nr.
Mikrodestille, komplette Einheit	13 70 70000

Einzelkomponenten

Komponente	Best.-Nr.
Vigreuxkolonne mit Vakuummantel	13 70 70150
wirksame Höhe ca. 150 mm, mit direkt angeschmolzenem Liebigkühler und Vakuumvorstoß, Mantellänge ca. 160 mm, 2 x Kern NS 14,5, 1x Hülse NS 14,5, Anschlüsse mit Kunststoffoliven (PP)	
Verdampferkolben 100 ml, NS 14,5	13 40 20124
Verteilerspinn e , Hülse NS 14,5, 4 x Kern NS 14,5	13 40 91234
Auffangkolben , 10 ml, NS 14,5	13 40 20108
Satz Schliffklemmen	13 70 70230
Badgefäß	13 70 70248
Glas, Volumen ca. 600 ml, mit geschliffenem Boden zur besseren Wärmeübertragung, starkwandig, passend für Magnet rührer.	
Schliffthermometer	10 70 00128
0 bis +250°C, NS 14,5, Ebl. 75 mm	
Stativsatz	13 70 70250
Magnet rührer mit Heizung	13 70 70300
und PT-1000 Fühler	

