

Elektroden Zubehör, METTLER TOLEDO

Electrode Accessories

Anschlusskabel

Für Mess-Elektroden mit S7-Steckkopf.

Typ	Länge m	Stecker	Best.-Nr.
① AS-CO/1.2 m/DIN	1,2	DIN	61 50 00001
② AS-CO/1.2 m/BNC	1,2	BNC	61 50 00004

Anschlusskabel

Zum Anschluss von Bezugselektroden mit S7-Steckkopf.

Typ	Länge m	Stecker	Best.-Nr.
AS-CO/1.2 m/4 mm	1,2	4 mm	61 50 00015
AS-CO/1.2 m/2 mm	1,2	2 mm	61 50 00016

Anschlusskabel

Für pH-Elektroden mit eingebautem Temperaturfühler und MultiPin-Steckkopf bzw. ISM-Elektroden.

Typ	Länge m	Stecker	Best.-Nr.
③ AS-MP/1.2 m/DIN/4 mm	1,2	DIN + 4 mm	61 50 00005
AS-MP/1.2 m/BNC/4 mm	1,2	BNC + 4 mm	61 50 00011
④ AS-MP/1.2 m/DIN/Cinch	1,2	DIN + Cinch	61 50 00007
AS-MP/1.2 m/BNC/Cinch	1,2	BNC + Cinch	61 50 00009
ISM-Multipin	2,0	BNC/Cinch	10 50 04291

⑤ Elektrolyt- und Reinigungslösungen

Typ	Vol. ml	Verwendung	Best.-Nr.
KCl 3 mol/l	250	Elektroden mit ARGENTHAL®-Bezugssystem	61 50 90302
KCl 3 mol/l ges. mit AgCl	250	Elektroden mit Ag/AgCl-Bezugssystem	61 50 90301
FRISCOLYT-B®	250	Tieftemperaturmessung, Eiweiß-haltige Medien	61 50 90305
Pepsin/Salzsäure	250	Diaphragmareiniger für Eiweiß-Verschmutzungen	61 50 90317
Thioharnstofflösung	250	Diaphragmareiniger für Silbersulfid-Verschmutzungen	61 50 90318
InLab Lagerlösung	250	Lagerlösung für Elektroden	10 50 01142
Pepsin/HCl	6×250	Reiniger für Eiweißverschmutzungen	10 50 05061
Thioharnstofflösung	6×250	Reiniger für AgS-Verschmutzungen	10 50 05062
All-in-One Kit 1	je 250	PepsinHCl/InLab Lagerlösung/KCl 3 mol/l Kalibrierlösungen pH 4,01/7,00/9,21	10 50 05314
All-in-One Kit 2	je 250	PepsinHCl/InLab Lagerlösung/KCl 3 mol/l Kalibrierlösungen pH 4,01/7,00/10,01	10 50 05315


⑤ Redox-Pufferlösungen mit Qualitäts-Zertifikat

U _H bei 25 °C	Toleranz ± mV	pH	Volumen ml	Best.-Nr.
427 mV	5	7	250	61 50 90211
468 mV	5	0.1	250	61 50 90217

⑤ pH-Pufferlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat

Technische pH-Pufferlösungen und Pufferlösungen nach NBS/DIN 19266.

pH-Wert bei 25°C	Typ	Volumen ml	Toleranz	Best.-Nr.
2,00	technisch	250	±0,02	61 50 90101
4,01	technisch	250	±0,02	61 50 90102
7,00	technisch	250	±0,02	61 50 90104
9,21	technisch	250	±0,02	61 50 90105
10,00	technisch	250	±0,02	61 50 90126
11,00	technisch	250	±0,02	61 50 90127
1,679	NBS/DIN 19266	250	±0,015	61 50 90121
4,006	NBS/DIN 19266	250	±0,015	61 50 90122
6,865	NBS/DIN 19266	250	±0,015	61 50 90123
7,413	NBS/DIN 19266	250	±0,015	61 50 90124
9,180	NBS/DIN 19266	250	±0,015	61 50 90125
10,012	NBS/DIN 19266	250	±0,015	61 50 08250
4,01/7,00/9,21	Rainbow Kit 1	je 2×250		10 50 05312
4,01/7,00/10,01	Rainbow Kit 2	je 2×250		10 50 05313
4,01/7,00/9,21	All-in-One Kit 1	je 250		10 50 05314
4,01/7,00/9,21	All-in-One Kit 2	je 250		10 50 05315



⑥ Pufferlösungen im Siegelrand-Beutel zum Einmalgebrauch

Die Verpackung gewährleistet immer frische, ungebrauchte, nicht kontaminierte und 2 Jahre haltbare Pufferlösung. Mit Qualitäts-Zertifikat (Download unter www.mt.com/buffer). Packung à 30 St.

pH-Wert bei 25°C	Volumen ml	Toleranz	Best.-Nr.
4,01	30×20	±0,02	61 50 02069
7,00	30×20	±0,02	61 50 02047
9,21	30×20	±0,02	61 50 02070
10,01	30×20	±0,02	61 50 02079
4,01/7,00/9,21 ¹⁾	30×20	±0,02	61 50 02068
4,01/7,00/10,01 ¹⁾	30×20	±0,02	61 50 02080
2,00	30×20		10 50 01134
11,00	30×20		10 50 01135
4,006 NBS/DIN Buffer	30×20		10 50 01136
6,856 NBS/DIN Buffer	30×20		10 50 01137
9,180 NBS/DIN Buffer	30×20		10 50 01138
10,012 NBS/DIN Buffer	30×20		10 50 01139

¹⁾ je 10 St.

Leitfähigkeits-Standardlösungen mit Qualitäts-Zertifikat

Leitfähigkeit bei 25°C	Volumen ml	Toleranz ± %	Best.-Nr.
10 µS/cm	250	1	10 50 00169
84 µS/cm	500	1	61 50 02153
1413 µS/cm	30×20	1	61 50 02049
1413 µS/cm	250	1	61 50 01138
1413 µS/cm	6×250	1	61 50 01259
12,88 mS/cm	30×20	1	61 50 02050
12,88 mS/cm	250	1	61 50 01139
12,88 mS/cm	6×250	1	61 50 01260
5 µS/cm	250		10 50 04617
1,3 µS/cm	250		10 50 00847
84 µS/cm	30×20		10 50 01140
10 µS/cm	30×20		10 50 01141

⑦ Lösungen für ionenselektive Elektroden (perfectION)

Typ	für Ion/Elektrode	Inhalt ml	Best.-Nr.
ISA-Lösung 1	Ag ⁺ , Cl ⁻ , Cu ²⁺ , I ⁻	475	10 50 04760
ISA-Lösung 2	Ca ²⁺	475	10 50 04761
ISA-Lösung 3	K ⁺	475	10 50 04762
ISA-Lösung 4	NO ³⁻	475	10 50 04763
ISA-Lösung 5	F ⁻	475	10 50 04765
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	Ag ⁺	500	10 50 04770
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	Ca ²⁺	500	10 50 04771
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	Cl ⁻	500	10 50 04772
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	CN ⁻	500	10 50 04773
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	Cu ²⁺	500	10 50 04774
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	F ⁻	500	10 50 04775
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	I ⁻	500	10 50 04776
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	K ⁺	500	10 50 04777
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	Na ⁺	500	10 50 04778
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	NO ³⁻	500	10 50 04779
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	Pb ²⁺	500	10 50 04780
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	S ²⁻	500	10 50 04781
Elektrolyt A	Ca ²⁺ , F ⁻ , S ²⁻	5 × 60	10 50 04750
Elektrolyt B	Cl ⁻ , CN ⁻ , Pb ²⁺ , Ag ⁺ /S ²⁻	5 × 60	10 50 04751
Elektrolyt C	Ag ⁺	5 × 60	10 50 04752
Elektrolyt D	Cu ²⁺ , I ⁻	5 × 60	10 50 04753
Elektrolyt E	K ⁺	5 × 60	10 50 04754
Elektrolyt F	NO ³⁻	5 × 60	10 50 04755
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/l	F ⁻	500	10 50 00851
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/l	F ⁻	500	10 50 00852
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/l	Cl ⁻	500	10 50 00853
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/l	Cl ⁻	500	10 50 00854
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/l	Ca ²⁺	500	10 50 00855
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/l	Ca ²⁺	500	10 50 00856
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/l	Na ⁺	500	10 50 00857
Kalibrier-/Ionenstandard 10 mg/l	Na ⁺	500	10 50 00858
Kalibrier-/Ionenstandard 1000 mg/l	NH ⁴⁺	500	10 50 00859
Kalibrier-/Ionenstandard 100 mg/l	NH ⁴⁺	500	10 50 00860



⑦



⑧



⑧ **VPac™ pH-Performance Verification-Kit**

Einfache und sichere Überprüfung bzw. Zertifizierung von pH-Messsystemen. Test durchführen und Ergebnisse online übermitteln: innerhalb von Sekunden erhalten Sie die ausführlichen Ergebnisse und ein individuelles Konformitäts-Zertifikat. Für alle pH-Messsysteme aller Hersteller geeignet.

Artikel

Best.-Nr.

VPac™ Verification Kit

10 50 00849

