

## Microliterspritzen®-Serie 700, IDL Microliter Syringes, Series 700

**Flüssigkeitsdichte Spritzen** für die GC, LC, TLC, Serologie und andere Flüssigkeitsdosieraufgaben.

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit <1%.

### Ausführung N, Spitzentyp 2

| Spritzen-Typ | Vol.<br>µl | Teil.<br>µl | Kanülenmaße<br>L x A.-Ø x I.-Ø<br>mm | Kan.-<br>Gauge | Totvol.<br>µl | Best.-Nr.          |
|--------------|------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 75           | 5          | 0,05        | 51 x 0,47 x 0,13                     | 26 S           | 0,52          | <b>19 00 07001</b> |
| 701          | 10         | 0,1         | 51 x 0,47 x 0,13                     | 26 S           | 0,52          | <b>19 00 07101</b> |
| 702          | 25         | 0,25        | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07201</b> |
| 705          | 50         | 0,5         | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07301</b> |
| 710          | 100        | 1           | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07401</b> |
| 725          | 250        | 2,5         | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07501</b> |
| 750          | 500        | 5           | 51 x 0,72 x 0,41                     | 22             | 6,7           | <b>19 00 07601</b> |

### Ausführung RN, Spitzentyp 2

| Spritzen-Typ | Vol.<br>µl | Teil.<br>µl | Kanülenmaße<br>L x A.-Ø x I.-Ø<br>mm | Kan.-<br>Gauge | Totvol.<br>µl | Best.-Nr.          |
|--------------|------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| ① 701        | 10         | 0,1         | 51 x 0,47 x 0,13                     | 26 S           | 0,52          | <b>19 00 07102</b> |
| 705          | 50         | 0,5         | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07302</b> |
| 710          | 100        | 1           | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07402</b> |
| 725          | 250        | 2,5         | 51 x 0,72 x 0,15                     | 22 S           | 0,90          | <b>19 00 07502</b> |

### Ausführung RN ohne Nadel

| Spritzen-Typ | Vol.<br>µl | Teil.<br>µl | für<br>Kan.-<br>Gauge | Totvol.<br>µl | Best.-Nr.          |
|--------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 75           | 5          | 0,05        | 26 S                  | 0,52          | <b>19 00 07003</b> |
| 701          | 10         | 0,1         | 26 S                  | 0,52          | <b>19 00 07103</b> |
| 702          | 25         | 0,25        | 22 S                  | 0,90          | <b>19 00 07203</b> |
| 705          | 50         | 0,5         | 22 S                  | 0,90          | <b>19 00 07303</b> |
| 710          | 100        | 1           | 22 S                  | 0,90          | <b>19 00 07403</b> |
| 725          | 250        | 2,5         | 22 S                  | 0,90          | <b>19 00 07503</b> |
| 750          | 500        | 5           | 22                    | 6,7           | <b>19 00 07603</b> |

### Spritzentyp 701 als 6er Pack

| Artikel                                                | Best.-Nr.          | VE<br>St./Pack |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Spritzentyp 701, Ausführung N, 10 µl                   | <b>19 00 07703</b> | 6              |
| Spritzentyp 701, Ausführung RN (Nadel wie oben), 10 µl | <b>19 00 07803</b> | 6              |

