

Siedesteinchen, IDL Boiling Stones



① Siedesteinchen A für präparative Arbeiten

- In wässrigen, neutralen und basischen Lösungsmitteln anwendbar, auch unter Vakuum.
- Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen.
- Springen nach jeder Unterbrechung wieder an.
- Verhindern jedes Stoßen.

Artikel	Best.-Nr.
Siedesteinchen Sorte A, Pack 250 g/ca. 2400 Stück	21 00 70001



② Siedesteinchen B für analytische Arbeiten

- Für Destillationen in sauren, neutralen und basischen Lösungsmitteln.
- Nicht geeignet für Vakuum-Destillationen.
- Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen.
- Springen nach jeder Unterbrechung wieder an.
- Keramisches Produkt mit hoher Reinheit.

Artikel	Best.-Nr.
Siedesteinchen Sorte B, Pack 200 g/ca. 9000 Stück	21 00 70002



③ Siedesteinchen Resistent für präparative und analytische Zwecke

- In Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie, Mikroanalytik.
- Für Vakuum- und Hochvakuum-Destillationen.
- Absolute Resistenz in stärksten Säuren, Laugen, Lösungs- und Oxidationsmitteln.
- Kein Abrieb und Aufsaugen von Substanzen.
- Sterilisation durch Ausglühen, Erweichung bei 2500°C.
- Wirkung in kleinsten Flüssigkeitsmengen.

Artikel	Best.-Nr.
Siedesteinchen Resistent, Glas 50 g/ca. 1800 Stück	21 00 70003
Siedesteinchen Resistent, Glas 20 g/ca. 715 Stück	21 00 70004

