

Reinigungskonzentrat LABOSOL® S, neoLab® Cleaning Detergent LABOSOL® S

Intensiv-Reinigungskonzentrat für verschmutzte Laborglasgeräte, Porzellan, Instrumente und Material aus Kunststoff und Gummi.

Reinigt gründlich und selbsttätig, ohne das zu reinigende Material oder die Haut anzugreifen. Auch für Ultraschallreiniger verwendbar.

Je nach Verschmutzungsgrad ist eine 0,5-2%ige Lösung mit warmem Wasser anzusetzen. LABOSOL® S, ohne Chlor und Ätzkalien, ist biologisch abbaubar und ein Ersatz für Chromschwefelsäure.

Artikel	Volumen	Best.-Nr.
① Labosol® S, 5 Liter	5	35 01 16090
Labosol® S, 1 Liter	1	35 01 16091

