

Destillationsapparatur, Rettberg Distilling Apparatus



rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

Destillationsapparatur

Aus Borosilikatglas 3.3, bestehend aus den unten einzeln aufgeführten Komponenten.

Artikel	Best.-Nr.
Destille, komplette Einheit	13 70 75000

Einzelkomponenten

Artikel	Best.-Nr.
Destbrücke nach Claisen	13 40 75014
mit angeschmolzenem Liebigkühler, 2 × Hülse NS 14,5, 2 × Kern NS 29, Mantellänge ca. 330 mm (Einbaulänge ca. 250 mm), Kühlung bis unterhalb des Kernes am Ablauf, Kühlwasseranschlüsse mit abschraubbaren Kunststoffoliven (PP).	
Zwischenvorlage	13 40 91424
nach Anschütz-Thiele mit schrägem Vorstoß, Volumen 50 ml, graduert, Kern und Hülse NS 29, Vakuumanschluss mit abschraubarer Kunststoffolive (PP).	
Auffangkolben 250 ml, NS 29	13 40 20236
Verdampferkolben	13 40 24254
1 Ltr., Mittelhals NS 29, Seitenhals NS 14,5 schräg	
Schliffstopfen, NS 14,5	13 40 39114
Gaseinleitungsrohr, NS 14,5 mit PTFE-Ventil	13 40 37211
Schliffthermometer	10 70 00128
NS 14,5, 0 bis +250°C, Ebl. 75 mm	
Schlißsicherung, NS 29 (3 Stück erforderlich)	13 70 12029
Heizung 1000 ml	13 70 21110
Scherentisch	13 70 75060
Stativsatz	13 70 75070

