

neoBlock-Heizer Mono und Duo, neoLab® neoBlock Heaters Mono and Duo



Preiswerter Heizblock-Thermostat mit großen technischen Vorzügen und geringem Platzbedarf. Die im Mikroprozessor programmierten Daten bleiben auch bei Stromausfall gespeichert. Der Temperaturfühler kann von oben oder von der Rückseite des Gerätes eingeschoben werden. Große 11 mm hohe Digitalanzeige für die Temperatur. Gleichzeitige Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur. Das Gerät kann jederzeit nachjustiert werden. Bei über 60°C heißem Block und ausgeschaltetem Gerät warnt eine Blinkleuchte vor der Restwärme.

Zeitschaltuhr zum automatischen Abschalten des Heizers von 0-99,9 Stunden einstellbar.

Auf der Basis des kleinen Modells (46 01 22503) wurde der neoBlock Duo entwickelt. Der neoBlock Duo ist passend für 2 Alublocks hintereinander oder für einen großen Block für Mikrotiterplatten (46 01 22512).

Technische Daten:

- Zeitschaltuhr
 - Restwärmeanzeiger bei Temperaturen über 60°C
- Temperatur: RT bis 110°C
Genauigkeit: 0,1°C, bei 37°C: ±0,2°C, bei 110°C: ±0,4°C
Maße (LxBxH): 16 x 11 x 15 cm Mono
19 x 14 x 15 cm Duo
Gewicht: 1,8 kg
Anschluss: 230 V/50 Hz



Artikel	Best.-Nr.
① neoBlock Heizer Mono, ohne Block	46 01 22503
② neoBlock Heizer Duo ohne Block	46 01 22504
Heizblock Alu 6 x 8 mm Löcher für PCR-Gefäße 0,2 ml	10 01 22513
Heizblock Alu 24 x 8 mm Löcher für Reaktionsgefäße 0,5 ml	46 01 22505
Heizblock Alu 24 x 10 mm Löcher für Reaktionsgefäße 1,5 ml	46 01 22506
Heizblock Alu 24 x 13 mm Löcher für Reaktionsgläser	46 01 22508
Heizblock Alu 6 x 20 mm Löcher für Reaktionsgläser	46 01 22509
Heizblock Alu 2 x 4 mm Löcher für Reaktionsgläser 5 ml	10 01 22514
Heizblock Alu ungebohrt (zum Selbstbohren)	46 01 22511
Heizblock Alu massiv für MTP (nur 1 St. nötig)	46 01 22512

