

Microsart® Absaugleisten aus Edelstahl, Sartorius Lab Products and Services

Microsart® Manifolds made of Stainless Steel

Die Fähigkeit, Mikroorganismen in flüssigen Proben genau zu erkennen und zu quantifizieren, ist extrem wichtig für jedes Qualitätskontrolllabor. Aus diesem Grund ist die Membranfiltration die etablierte Methode für Flüssigkeitstests, da sie zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse liefert.

Erleichtern Sie sich Ihre täglichen mikrobiologischen Prüfverfahren mit den Microsart® Absaugleisten: wählen Sie die Absaugleiste, die Ihre individuellen Anforderungen erfüllt. Entscheiden Sie selbst, welches Volumen Sie benötigen und ob Sie Einweg- oder Edelstahl-Trichter bzw. Filtereinheiten bevorzugen.

Vorteile:

- 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand: vollständige Autoklavierbarkeit ohne Demontage.
- Sterile Entlüftung für kritische Anwendungen: reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination.
- Schnellanschlussadapter: für die schnelle Verbindung von Rohren und von 2 Absaugleisten.
- Niedrige Arbeitshöhe: für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung.

Modell	Typ	Best.-Nr.
168M1-MS	Microsart® 1-fach Leiste für Microsart® Trichter und Filter	10 16 61680
168M1-BS100	Microsart® 1-fach Leiste für Biosart® 100 Monitore	10 16 61681
168M1-BS250	Microsart® 1-fach Leiste für Biosart® 250 Trichter	10 16 61682
168M1-SS100	Microsart® 1-fach Leiste für 100 ml Edelstahl-Trichter	10 16 61611
168M1-SS500	Microsart® 1-fach Leiste für 500 ml Edelstahl-Trichter	10 16 61615

Weitere Varianten und Zubehör finden Sie in unserem Online-Katalog durch die Eingabe des webcodes WWEZ6027.



SARTORIUS

