

Deep well-Platten, BRAND Deep Well Plates



Der wichtigste Anwendungsbereich für Deep-well Platten liegt in der Probenlagerung (z.B. in Substanzbibliotheken). Deep-well Platten sind zudem eine wichtige Komponente bei einer Vielzahl weiterer Applikationen, z.B. Kultivierung von Mikroorganismen, Extraktion von Nukleinsäuren und Proteinen, Screening-Untersuchungen usw.

Wesentliche Merkmale der 96-well Deep-well Platten aus PP

- DNA, RNase, DNase-frei
- hohe Chemikalienbeständigkeit z.B. gegen DMSO
- Temperaturbereich -80°C bis 121°C
- gemäß ANSI/SLAS 1 und 4
- stapelbar
- Versiegelung der Platten durch elastische Verschlussmatten oder selbstklebende Abdeckfolien aus PP oder Aluminium

Die 1,2 ml Low Profile Variante reduziert den benötigten Raumbedarf um ca. 30%.



Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
96-well Deep well-Platte, 0,5 ml, PP, unsteril, Standard	29 49 01346	48
96-well Deep well-Platte, 1,1 ml, PP, unsteril, Standard	29 49 01350	24
96-well Deep well-Platte, 1,2 ml, PP, unsteril, Low Profile ²⁾	10 49 01340	50
96-well Deep well-Platte, 2,2 ml, PP, unsteril, Standard	29 49 01354	24
96-well Deep well-Platte, 1,1 ml, PS, unsteril, Standard ¹⁾	29 49 01352	32
96-well Deep well-Platte, 1,2 ml, erhöhter Rand	10 49 01342	32
384-well Deep well-Platte, 0,3 ml, PS, unsteril, Standard	10 49 01355	48
Verschlussmatte für 0,5 ml Platten, 96-well, unsteril	10 49 01358	50
Verschlussmatte für 1,1 ml Platten, 96-well, unsteril	29 49 01360	24
Verschlussmatte für 1,2 ml Platten, 96-well, unsteril	10 49 01368	50
Verschlussmatte für 2,2 ml Platten, 96-well, unsteril	29 49 01362	24
Verschlussmatte für 0,3 ml Platten, 384-well, unsteril	10 49 01357	50

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

¹⁾ nicht autoklavierbar, bis -20°C einsetzbar

²⁾ nicht auf DNA-, RNase-, DNase-Freiheit geprüft

