

Ionenselektive ISE-Einstabmessketten WinLab®, WINLAB® Ionselective ISE Combination Electrodes, WinLab®



WINLAB®

Robuste, für Labor- und Feldeinsatz sofort einsatzfähige ISE-Kombinations-Einstabmessketten. Ohne zusätzliche Referenzelektroden!

Diese Festkörperelektroden für viele verschiedene Ionenkonzentrationsmessungen eignen sich besonders für Messungen im Feld, da weder eine Referenzelektrode benötigt wird, noch eine Elektrolytlösung erforderlich ist und sogar eine trockene Lagerung der Elektrode möglich ist.

Das neue driTEK-Teflon integrierte Referenzsystem erlaubt Tauchmessungen in jeder Umgebung. Durch die robuste Konstruktion wird eine lange Lebensdauer der Elektrode erreicht.

Einsetzbar in Verbindung mit jedem Ionenmeter oder pH-Meter mit mV-Bereich.

Bitte geben Sie bei Bestellung an, ob Ausführung

- mit S7-Steckkopf oder
- mit 1 m Kabel inkl. BNC-Stecker oder
- mit 1 m Kabel inkl. DIN-Stecker

gewünscht wird.

Typ	Messbereich ppm	Temperaturbereich °C	Best.-Nr.
Ammoniak NH ₃	0,02 – 17000	0 – 50	61 03 03302
Ammonium	0,9 – 9000	0 – 50	61 03 03051
Barium	1,4 – 13400	0 – 50	61 03 03081
Blei	0,2 – 20800	0 – 50	61 03 03231
Bromid	0,4 – 81000	0 – 50	61 03 03271
Cadmium	0,1 – 11200	5 – 50	61 03 03241
Calcium	0,02 – 4010	0 – 50	61 03 03041
Chlorid	1 – 35500	5 – 50	61 03 03261
Cyanid	0,03 – 260	5 – 50	61 03 03291
Jodid	0,06 – 127000	5 – 50	61 03 03281
Kalium	0,04 – 39000	0 – 50	61 03 03031
Kupfer	0,006 – 64000	5 – 50	61 03 03227
Natrium	0,002 – 69000	0 – 50	61 03 03301
Nitrat	0,4 – 62000	0 – 50	61 03 03021
Fluorid	0,02 – 1900	5 – 50	61 03 03221
Sulfid	0,003 – 32000	5 – 50	61 03 03225

